



床ずれ防止用具

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

床ずれってなに？

寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。また、そこにずれ力加わるとより発生しやすくなります。

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

圧迫

① 細胞は血から栄養をもらっています。



② 血の流れが悪いと栄養がもらえません。



③ どうとう細胞が死んでしまいました。



床ずれ



ずれ力

①




ハサミと同じ力
ハサミで紙を切る時と同じ
ような力がかかります。

②



床ずれ

発生しやすい部位



まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール 次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

Q1	ベッドの上で自分で寝返りできますか？	A1	・できる 0点 ・どちらでもない 1.5点 ・できない 3点	<input type="checkbox"/>	点
Q2	お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？ 	A2	・正常 0点 ・軽度・中等度 1.5点 ・高度 3点	<input type="checkbox"/>	点
Q3	むくみはありますか？	A3	・いいえ 0点 ・はい 3点	<input type="checkbox"/>	点
Q4	関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？	A4	・いいえ 0点 ・はい 1点	<input type="checkbox"/>	点

合計点数は
何点でしたか？

1点でもついた人は、
床ずれになりやすい
人です。また、点数が
高い人ほど床ずれに
なりやすい人です。

合計 点

OHスケールとリスクレベル

合計点数	リスク	床ずれ発症率(目安)	治癒期間(目安)
0点	リスクなし・予防	—	—
1~3点	軽度リスク	約25%以下	40日
4~6点	中等度リスク	約26~65%	57日
7~10点	高度リスク	約66%以上	173日

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

ベッド・
ベッド
付属品

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

合計点数	介護力あり	介護力なし	静止型	ハイブリッド型	圧切替型	<リスク>	<種類>
0点	布団、ベッドマットレス	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散性能と、安索性や安定性のバランスに優れています。	ウレタンフォームとエアを組み合わせ たマットレスです。	エアを自動的に出し入れし、圧がかかる 場所を移動させるマットレスです。	予防～軽度	圧切替型 静止型 ハイブリッド
1~3点		体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど	体圧分散性能と、安索性や安定性のバランスに優れています。				
4~6点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上)	体圧分散性能と、安索性や安定性のバランスに優れています。	ウレタンフォームとエアを組み合わせ たマットレスです。	エアを自動的に出し入れし、圧がかかる 場所を移動させるマットレスです。	軽度～中度 リスク保有者	圧切替型 静止型 ハイブリッド
7~10点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など	体圧分散性能と、安索性や安定性のバランスに優れています。	ウレタンフォームとエアを組み合わせ たマットレスです。	エアを自動的に出し入れし、圧がかかる 場所を移動させるマットレスです。	軽度～ リスク保有者	

床ずれ
防止用具


体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

床ずれ対応マットレス一覧表



歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

観察ポイント例

動作

- 背上げの頻度
- 床上移動の仕方
- 起き上がりの仕方
- 移乗の仕方
- かかとのずれ力

必要なケア

- 質の高い動作介助
- 用具の利用

観察ポイント例

身体状況・体位

- こらしゅく 関節拘縮のレベル
- えんぼい 円背のレベル
- 麻痺の箇所
- 側臥位の頻度
- 好意体位の有無

必要なケア

- 質の高い動作介助
- ポジショニング

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品





床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

アルファプラL 撥水・防水

タイカ

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームを使用し、さらにアルファゲルを組み合わせることで、床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。



厚さ 10cm 重さ 7.6kg

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖


予防～軽度 静止型

●特徴分類比較

※規格：JIS S 5034 (2015)

アルファプラL

一般的なマットレス



●熱の放散性能が30%以上向上。(撥水・防水カバータイプでの比較)

●3層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。



ベッドから立ち上がりやすくなるので、立ち上がりやすいです。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5570-1	00563-000103
サイズ：幅91×全長195×厚さ10cm マット重さ：7.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
円	円	円
円	円	円

材質：シリコンゲル/ポリウレタンフォーム (撥水・防水) カバー：表地/ポリエステル 裏地/ポリウレタン

アルファプラF 撥水・防水

タイカ



厚さ 13cm 重さ 8.1~9.5kg

材質/マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム、カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

軽度～中度 静止型

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5455-1	00563-000059
サイズ：幅91×全長195×厚さ13cm 重さ：9.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
円	円	円
円	円	円


商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5457-1	00563-000058
サイズ：幅91×全長181×厚さ13cm 重さ：8.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
円	円	円
円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5454-1	00563-000056
サイズ：幅83×全長195×厚さ13cm 重さ：8.7kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
円	円	円
円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	13-5456-1	00563-000055
サイズ：幅83×全長181×厚さ13cm 重さ：8.1kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
円	円	円
円	円	円

ディンプルマットレス

テープ



厚さ 12cm 重さ 6~6.6kg

被験者/身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8
測定器/ABW 社製 ERGO CLASSIC

軽度～中度 静止型



圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。
かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、
各部位に最適な体圧分散を実現します。
沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5422-1	00206-000070
サイズ：幅90×全長191×厚さ12cm 重さ：6.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
円	円	円
円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5435-1	00206-000070
サイズ：幅83×全長191×厚さ12cm 重さ：6kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
円	円	円
円	円	円

材質/カバー：(上面側面) ポリウレタンラミネート加工布、(下面) ナイロンオックス
マット：(1、2層目面) ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005


ベッド・
ベッド
付属品

エバープラウドマットレス(ドライタイプ)


パラマウントベッド

エクストラソフト面 **軽度~中度** **静止型**

ソフト面 **予防~軽度** **静止型**



体圧分散、ずれ軽減、蒸れ軽減の3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート



厚さ **13**
cm

重さ **11**
kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5665-1	00170-000966
サイズ:幅91×全長191×厚さ13cm マット重さ:11kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器


手すり

ストレッチグライドマットレス 通気

パラマウントベッド

軽度~中度 **静止型**

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。身体の一部に応じた、ウレタンフォーム素材とカットニングの組み合わせにより、優れた体圧分散性能を発揮します。マットレスを丸ごと洗浄可能な通気通水カバーです。



厚さ **12.5**
cm

重さ **9**
kg



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5493-1	00170-000725
サイズ:幅91×全長191×厚さ12.5cm 重さ:9kg		
材質/カバー:ポリエステル、ウレタンフォーム マット:ウレタンフォーム、ポリエステル		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具

ブレイラハイブリッド・ケアマットレス91cm幅

グローバル産業

予防~軽度 **静止型**

柔らかいのに動きやすい、通気と防水の両面仕様、床ずれ防止マットレス。



厚さ **8.0**
cm

重さ **13.5**
kg

やわらかめ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **しっかり**

被験者/身長約160cm、体重約53kg、BMI値約20.7
測定器/タカノ株式会社製FSA圧力分布測定装置

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5396-1	01149-000015
サイズ:幅91×全長195×厚さ8cm 重さ:13.5kg		
●中材:天然ラテックス ●カバー:防水面:ナイロン100%、通気面:ポリエステル100%		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

ベッド・
ベッド
付属品

エアマスターネクス Rセット

ケーブル




かんたんモード
体重40～60kgの方
であれば、ワンタッチ
で自動に内圧調整
ができる“かんたん
モード”を搭載。

軽度～
リスク保有者 圧切替型



自動ヘッドアップ

マットレスに内蔵したセンサがヘッド
アップ角度を検知。角度に応じて、マッ
トレス内圧と動きを最適な状態に自動
調整します。



ずれを吸収する
デュアルフィットセル®

ひとつのセルに小さなセルがふたつ付い
ている“デュアルフィットセル®”は、体
の凹凸にしなやかにフィットします。きめ
細かな体圧分散と安定感の高立を可能に
しました。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5516-1	00206-000083
サイズ: 幅90×全長191×厚さ12cm マット重さ: 9.1kg		
材質/エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工(防水・制菌・防炎・透湿)		
消費電力: 10W、1日約4.8円		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

ビッグセル インフィニティ/インフィニティプラス

ケーブル

リスクの高い療養者向けのエアマットレスです。センサーがベッドの背上げを自動感知。停電対策機能でマット内圧を14日間保持。
インフィニティプラス専用パッドが
エアマットレス内部のひえを防ぎます。



マットレスに内蔵されたセンサが
ヘッドアップ角度を検知して圧切替
を静止し、最適な内圧に自動調整し
ます。角度に応じた内圧調整により、
圧迫感や不快感のない頭側挙上を
実現できます。自動化により設定や解
除のし忘れがないので、底づき防止
に安全かつ確実に対応できます。

厚さ
17
cm 重さ
8.6～9.6
kg 中度～
リスク保有者 圧切替型



頭側挙上時の自動対応、停電対策な
どの安全性を強化



身体の部位に合わせ保持力の異なる
セルを配置し、頭部から踵部まで全
身の体圧分散を行う厚み15cmの完
全独立エアセル。



ビッグセルインフィニティ



ビッグセルインフィニティプラス

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5445-1	00206-000074
サイズ: 幅90×全長191×厚さ17cm マット重さ: 8.6kg		
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	13-5453-1	00206-000074
サイズ: 幅90×全長180×厚さ17cm マット重さ: 8.2		
商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 レギュラー	13-5446-1	00206-000074
サイズ: 幅84×全長191×厚さ17cm マット重さ: 8.3kg		
消費電力: 12W、1日約6.9円		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
プラス 90cm幅 レギュラー	13-5471-1	00206-000076
サイズ: 幅90×全長191×厚さ17(足元のみ18)cm マット重さ: 9.6kg		
商品名	商品番号	商品コード
プラス 90cm幅 ショート	13-5473-1	00206-000076
サイズ: 幅90×全長180×厚さ17(足元のみ18)cm マット重さ: 9.2kg		
商品名	商品番号	商品コード
プラス 84cm幅 レギュラー	13-5472-1	00206-000076
サイズ: 幅84×全長191×厚さ17(足元のみ18)cm マット重さ: 9.3kg		
材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工(防水・制菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)		
消費電力: 40W、1日約27.4円(専用パッド部含)		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報