



# 体位変換器

## ラグーナ

15分毎に小さな体位変換を繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。

非課税 厚さ 13.5cm 重さ 7.8~8.6kg

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

ケーブル




### ●操作パネル

使いやすい操作パネルで全ての操作が簡単に行えます。



### ●スモールチェンジで床ずれを防止

スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、「安心」、「安楽」な環境を提供します。



### ●ハイブリッド構造でムレを防止

「圧切替」×「スモールチェンジ」×「ムレ対策素材」が、マットレス内の熱や湿気を排気します。



### ●自動ヘッドアップ対応機能

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。



底づき防止 エアセルが体重をしっかり支え、底づきのリスクを防ぎます。


商品名	商品番号	商品コード
900タイプ レギュラー	14-5603-0	00206-000103
サイズ：幅90×全長192×厚さ13.5cm マット重さ：8.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
900タイプ ショート	14-5605-0	00206-000105
サイズ：幅90×全長180×厚さ13.5cm マット重さ：8.2kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

商品名	商品番号	商品コード
840タイプ レギュラー	14-5602-0	00206-000102
サイズ：幅84×全長192×厚さ13.5cm マット重さ：8.2kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
840タイプ ショート	14-5604-0	00206-000104
サイズ：幅84×全長180×厚さ13.5cm マット重さ：7.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

## ナーセントパットA 3点セット

重さ 1.75kg

アイ・ソネックス



※地域によっては介護保険を適用できない場合もあります。


材質／カバー：ポリエステル100%、裏面撥水加工、パット：高密度特殊ウレタン

身体に簡単に差し込むことができ、介護する方の負担を軽減します。

商品名	商品番号	商品コード
ナーセントパットA	14-0401-1	00149-000012
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

## スマイルシート

タイカ



パラシュート用の生地を使用している為、滑りが良く丈夫です。洗濯・清拭消毒できます。Lサイズはほぼ全身をカバーできるので、より多くの場面で活用できます。

商品名	商品番号	商品コード
Mサイズ オレンジ	14-5509-1	00563-000051
サイズ：幅145×長さ100cm 材質／ナイロン100%		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
Lサイズ ブルー	14-5510-1	00563-000052
サイズ：幅145×長さ200cm 材質／ナイロン100%		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/体位変換器 介護給付:171006 予防給付:671006

ベッド・  
ベッド  
付属品

セロリアタイプ まくら型・セロリBタイプ スネーク型

材質/カバー:綿、ポリエステル クッション材:オレフィン系エラストマー  
※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができ、体位変換した姿勢をそのまま保持することも可能。
- 心地よい触感で、むれにくい、特殊なクッションビーズ素材。●変形やへたりがなく、耐久性に優れ、丸洗いも可能。

セロリアタイプ まくら型



【体位保持例】



【体位変換例】



セロリBタイプ スネーク型



【体位保持例】



【体位変換例】



商品名	商品番号	商品コード
セロリアタイプ (MTYA)	14-5505-1	00054-000112
サイズ:幅68×奥行32cm 重さ:2.4kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円

商品名	商品番号	商品コード
セロリBタイプ (MTYB)	14-5506-1	00054-000113
サイズ:幅141×奥行23cm 重さ:3.1kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

ナーセントEx (防水カバー付)

アイ・ソネックス



重さ 2.13 kg	重さ 1.61 kg	重さ 1.09 kg	重さ 2.25 kg
ロール200	ロール150	ロール100	ワイド

抜群のフィット感と復元性で最適なポジショニング姿勢を提供します。

商品名	商品番号	商品コード
ナーセントExロール200(防水カバー付)	14-5576-1	00149-000034
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円
商品名	商品番号	商品コード
ナーセントExロール150(防水カバー付)	14-5577-1	00149-000035
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円
商品名	商品番号	商品コード
ナーセントExロール100(防水カバー付)	14-5578-1	00149-000036
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円
商品名	商品番号	商品コード
ナーセントExワイド(防水カバー付)	14-5579-1	00149-000037
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品


スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

ウェルビーHC

タイカ


ウェーブタイプ



プーメランタイプ (大)



プーメランタイプ (小)



(材質)  
中身:ウレタンフォーム  
ナイロン  
生地:ポリエステル100%

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

持ち手を使って少ない力で体位変換することができます。従来品よりも耐久性が高くへたりにくくなりました。



ハンディーポケットから持ち手を出してお使いいただけます。



●内材  
特殊加工のウレタンチップを採用。身体にフィットしてやさしく支えます。耐久性もアップし、へたりにくくなりました。

商品名	商品番号	商品コード
ウェーブタイプ	14-5588-1	00563-000076
サイズ:幅75×長さ65cm 重さ:1.1kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円
商品名	商品番号	商品コード
プーメランタイプ(大)	14-5589-1	00563-000074
サイズ:幅50×長さ90cm 重さ:1.3kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円
商品名	商品番号	商品コード
プーメランタイプ(小)	14-5590-1	00563-000075
サイズ:幅44×長さ74cm 重さ:0.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
	円	円
		円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報