



# 移動用リフト・つり具

## 移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。

座位バランスはいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

<設置場所>

屋外

屋内

浴室

## 移動用リフトの種類と特長

自立

屋外で

外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車椅子に乗ったまま安全に移動できます。

居室で

床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。

ベッドから車椅子やポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。

浴室で

滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。

手すり

床や椅子からの立ち座りに



エコライト

歩行補助杖

車椅子に乗ったままでの移動に



UD-320CS



UD-320CL

歩行器

ベッドからの離床や室内での移動に



Hug L1-01



マイティライトⅢ



つるべーBセット

スロープ

浴槽への出入りに



バスリフト

移動用リフト・つり具

浴室での移動や浴槽への出入りに



つるべーF2Rセット

全介助

## つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときには身体を包み込んで持ち上げる部分です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



ハーフサイズシート

からだ比較的安定して座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報


税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012


ベッド・  
ベッド  
付属品

## 車椅子用電動昇降機 UD-320CS

いちら



ロールカーテンや停電時の非常降下スイッチ、いたずら防止のキースイッチなど安全面には細心の注意を払っています。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。

- ①地面から出入り口までの高さ: 65cm 以下
- ②出入り口の開口寸法: 72cm 以上
- ③壁から出入り口までの寸法: 16cm 以上
- ④敷地幅の寸法: 149.5cm 以上

設置面

水平な場所に設置してください。  
土の上には直接設置しないでください。

商品名	商品番号	商品コード
UD-320CS	22-5867-1	00084-000093
テーブル内寸:幅68×長さ114cm 昇降範囲:5.5~65cm スロープ:幅68.5×長さ27.5cm		
ブリッジ:幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間:50Hz=52秒/60Hz=43秒		
重さ:75kg 耐荷重:150kg スロープ角度:10度 使用電源:AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

屋外

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器


手すり

## 車椅子用電動昇降機 UD-320CL

いちら



建物の構造に合わせて、L字乗り込みができます。  
平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。

- ①地面から出入り口までの高さ: 65cm 以下
- ②出入り口の開口寸法: 72cm 以上
- ③壁から出入り口までの寸法: 16cm 以上
- ④敷地幅の寸法: 130cm 以上

設置面

水平な場所に設置してください。  
土の上には直接設置しないでください。

商品名	商品番号	商品コード
UD-320CL	22-5864-1	00084-000094
テーブル内寸:幅73.5×長さ114cm 昇降範囲:5.5~65cm スロープ:幅99×長さ35cm		
ブリッジ:幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間:50Hz=52秒/60Hz=43秒		
重さ:79kg 耐荷重:150kg スロープ角度:6度 使用電源:AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

屋外

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## 車椅子用電動昇降機 UD-650

いちら



直進進入



ブリッジとレバーの組みかえで、直進乗り込みにもL字乗り込みにも対応できます。電動車椅子での利用は勿論、介助者も同乗できます。

商品名	商品番号	商品コード
UD-650	22-5751-1	00084-000082
サイズ(L字)/全長(スロープを下げたとき):157.5cm 全幅:137.2cm 全高:107.4~183.4cm		
サイズ(直進)/全長(スロープを下げたとき):154.7cm 全幅:140cm 全高:107.4~183.4cm		
テーブル内寸:幅120×長さ108.8cm 昇降範囲:6~82cm		
スロープ:幅105×長さ30cm ブリッジ:幅70.4cm×長さ30cm		
昇降時間:50Hz=55秒/60Hz=46秒 重さ:116kg		
耐荷重:180kg スロープ角度:10度 使用電源:AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

屋外

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 移動用リフト・つり具

## 移動用リフト リーチ

屋内

床ずれ  
防止用具

モルテン

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ



スロープが置けないスペースにも設置できるコンパクトサイズです。



電源不要でフットポンプについているペダルを踏むとテーブルが昇降します。

使用条件：段差移動

商品名	商品番号	商品コード
<b>ショートタイプ</b>	22-5931-1	00054-000170
サイズ：全幅 100・107・114 × 奥行 110cm テーブルサイズ：全幅 76・83・90 × 奥行 110 × 高さ 8～40cm		
重さ：62kg 最大上昇荷重：100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

商品名	商品番号	商品コード
<b>ロングタイプ</b>	22-5932-1	00054-000171
サイズ：全幅 100・107・114 × 奥行 125cm テーブルサイズ：全幅 76・83・90 × 奥行 125 × 高さ 8～40cm		
重さ：65kg 最大上昇荷重：100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

移動用  
リフト・  
つり具

## 段差解消機 アルコー6000型

屋内

介護保険  
購入  
対象品

星光医療器製作所

販売品

情報



座席回転時の挟み込みや衝突など、外部から荷物が掛かると回転が止まります。また、下降時も足など挟み込むと停止し、自動的に上昇する安全構造です。

使用条件：段差移動

商品名	商品番号	商品コード
<b>アルコー6000型</b>	22-5928-1	00125-000056
サイズ：幅 56 × 奥行 66.6 × 高さ 80～122cm 座面高さ：44～86cm		
重さ：33kg 耐荷重：100kg 電源：AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012

ベッド・  
ベッド  
付属品

## 移乗サポートロボット Hug L1-01


屋内 非課税

FUJI

軽量でコンパクト、スリングシートが不要です。

# Hug

移乗サポートロボット ハグ



## 準備・操作が簡単

使いたいときに  
サッと準備  
どなたでも簡単操作

## コンパクト

軽量化実現!  
狭い場所でも使える  
スリムなボディ  
移動もらくらく

## 安心・安全

Hugが体を  
しっかりとサポート  
100kgの方まで  
軽々移乗



## ① Hugに寄りかかる

Hugを近付け身体を寄せます。  
スリングシートなどは不要なため、  
準備に時間がかかりません。



## ② 上体を起こす

簡単リモコン操作でHugがやさしく、  
抱えあげます。  
100kgの方でも安心して利用  
できます。



## ③ 便座に座る

お手洗いや車椅子へゆっくと  
安全に座ることができます。脱  
衣介助も簡単に行えます。

床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

商品名	商品番号	商品コード
Hug L1-01	22-6065-0	01666-000002
サイズ:全長88×全幅55×全高85~120cm 重さ:30kg 最大使用者体重100kg		
バッテリー/形式:鉛蓄電池 定格電圧:DC24V 充電時間:8時間 最大使用回数:100回(使用環境による)		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

ベッド・  
ベッド  
付属品



# 移動用リフト・つり具

## 移動支援リフト スカイリフト SL-2009U

屋内 非課税

床ずれ  
防止用具

アイ・ソネックス

### スカイリフトのある生活

立つことで、景色が変わる・生活が広がる!

トイレで気持ちよく



エアスリング  
リフトに乗ったまま便器の前でスボンや下着の着脱が出来ます。

気兼ねなく移乗



サポートスリング

介助者の移乗負担が軽減されて、離床しやすくなります。

超コンパクトサイズで小回りリフト  
960mm  
500mm

小さくても車椅子や便器へさしこめ、小回り性がよいので、狭い場所でも取り回しが簡単です。



体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器


車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

シャワーでスッキリ



エアスリング  
大変だったシャワーキャリーへの移乗や下着やスボンの着脱が楽になります。



立ってリハビリを



サポートスリング

視界が広がるので立位訓練も楽しく行えます。

狭い場所でもOK



エアスリング

車椅子と同じサイズなので狭い室内やトイレ内での移乗・移動が可能です。



移動用  
リフト・  
つり具

使用条件：移動・立位訓練

小回り性が高く、移動や移乗がスムーズなスタンディングリフト。装着が簡単なタイプのスリングシートもあり、特に排泄ケアを行うのに適しています。

商品名	商品番号	商品コード
SL-2009U	22-5766-0	00149-000051
サイズ：幅 50 × 奥行 101 × 高さ 138.5cm 重さ :37kg 耐荷重：100Kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

## スカイリフト用つり具

アイ・ソネックス

介護保険対象購入品

サポートスリング  
SS-202 (M)



エアスリング  
AS-201 (M)



スムーズホルダー  
SH-203



販売品

情報



商品名	商品番号
サポートスリング SS-202 (M)	43-5542-1
胸周り：65～90cmの方に 耐荷重：100kg	
メーカー希望 小売価格(税込)	35,200 円
商品名	商品番号
エアスリング AS-201 (M)	43-5541-1
胸周り：65～90cmの方に耐荷重：100kg	
メーカー希望 小売価格(税込)	38,500 円
商品名	商品番号
スムーズホルダー SH-203	43-5543-1
※エアスリングと併用してください。	
メーカー希望 小売価格(税込)	19,800 円

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012

ベッド・  
ベッド  
付属品

## 床走行式リフト マイティライトⅢ

ミニ ライフ&オート

屋内 **非課税**

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具



[手動降下装置]



万が一、リモコン操作による上昇降下が出来ない場合、樹脂部を回転させる事で、吊られた人を下ろす事が可能です。

[折りたたみ可能]



工具を使用せずに折りたたむ事が可能です。車内への積込も可能となり、外出先で使用する事も可能です。

[動画] マイティライトⅢ使用例


～ベッドからの移動編～



～車椅子からベッドへの移動編～



コンパクトな仕様かつ、6輪キャスター(前輪Wキャスター)で、小回りに優れています。



前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。

商品名	商品番号	商品コード
マイティライトⅢ	22-5888-0	00139-000027
前脚高さ:6.1cm 重さ:34.5kg バッテリー:電源AC100Vで充電		
前輪:3.5cm(Wキャスター式) 後輪:7.5cm(ブレーキ付) 耐荷重:160kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	円 (3割)	円

使用できるベッド: ケア優 ミオレットフォーユー 楽匠Z 楽匠S ラフィオ ※1 ※2 ※1 要ハイトスペーサー ※2 超低床仕様不可

## マイティライトⅢ用つり具

ミニ ライフ&オート

※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

介護保険対象購入品

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



ハイバック4点式

商品番号
43-5592-1
適応身長:140cm以上 耐荷重:100kg
メーカー希望小売価格 <b>63,800円</b>



スリングローバック・スタンダード

サイズ	商品番号
S	43-5640-1
適応身長:155cm未満 耐荷重:100kg	
サイズ	商品番号
M	43-5629-1
適応身長:155cm以上 耐荷重:100kg	
メーカー希望小売価格	<b>46,200円</b>

ベッド・  
ベッド  
付属品



# 移動用リフト・つり具

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## つるべー Bセット (寝室用)


モーター

在庫限定品



アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。

屋内 非課税





商品名	商品番号	商品コード
85cm	22-5720-0	00229-000005
本体重さ: 51.3kg	電装品重さ: 5.1kg	電源: AC100V 耐荷重: 100kg
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

使用できるベッド: ケア優 ※1 ミオレット フォーユ ※1 楽匠 S ※2 ラフィオ 彩 ※2 ※1 要ハイトスペーサー ※2 超低床仕様不可

## つるべー用つり具

モーター

介護保険対象購入品



### エヴァスリング ハーフ

サイズ	商品番号
中	43-5511-1
耐荷重: 140kg	
メーカー希望 小売価格(税込)	<b>42,900円</b>

### エヴァスリング フル

サイズ	商品番号
中	43-5528-1
耐荷重: 140kg	
メーカー希望 小売価格(税込)	<b>52,800円</b>



### 入浴シート パオ メッシュブルー (ハーフサイズ)

商品番号
43-5507-1
耐荷重: 140kg
メーカー希望 小売価格(税込)
<b>42,900円</b>

## バスリフト EWB101RR

TOTO

使用条件: 端座位可



電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
EWB101RR	22-0701-1	00187-000111
ご利用可能体重: 35~100kg 充電時間: 50分(1回の充電で約10往復) バッテリー: DC12V 重さ: 20kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

浴槽にアームレストが付いている場合はこちらをご利用ください。

商品名	商品番号	商品コード
EWB101RR アームレスト乗越えキット付	22-0702-1	00187-000223
ご利用可能体重: 35~100kg 充電時間: 50分(1回の充電で約10往復) バッテリー: DC12V 重さ: 20.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012

ベッド・  
ベッド  
付属品**独立宣言エコライト DSERA**

コムラ製作所




使用条件: 立ち上がり

昇降座椅子のスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。

屋内



肘掛け先端の大型レバーを上へ引けばアップ、下へ押せばダウン。



商品名	商品番号	商品コード
<b>DSERA</b>	<b>22-5744-1</b>	<b>00088-000012</b>
重さ: 36kg 耐荷重: 100kg 使用電源: AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

**電動昇降座椅子独立宣言ツイスト**

コムラ製作所



使用条件: 立ち上がり



起立・着座がしやすい、座椅子の電動昇降機能と回転機能付。

屋内

商品名	商品番号	商品コード
<b>DSTPA</b>	<b>22-5735-1</b>	<b>00088-000014</b>
サイズ: 幅 64.5 × 奥行 82.5 × 高さ 94cm 座面高さ: 16 ~ 57cm		
重さ: 46kg 耐荷重: 80kg 使用電源: AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

**独立宣言ローザ・コンパクトシート DSRS-C**

コムラ製作所



使用条件: 立ち上がり



上下ストロークは59.5cm。座板高さは1.5~61cmまで高さ調節可能。アームレストは跳ね上げできるので、ベッド・車椅子への移乗にも利用できます。

屋内

商品名	商品番号	商品コード
<b>DSRS-C</b>	<b>22-5833-1</b>	<b>00088-000022</b>
サイズ: 幅 55 × 奥行 81 × 高さ 97.5cm 座面高さ: 1.5 ~ 61cm		
重さ: 42kg 耐荷重: 80kg (座面) 使用電源: AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報