



# 認知症老人徘徊感知機器

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## 家族コール3


テクノスジャパン

**3A メロディ** 床に足を着くと、メロディチャイムで知らせます。  
気がかりな離床の動きをメロディや録音した音声でお知らせします。



| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
|------------------|-----------|--------------|
| 3A・メロディ          | 01-0484-1 | 00318-000146 |
| ご利用者<br>負担額 (1割) | (2割)      | 円            |
|                  | (3割)      | 円            |
|                  |           | 円            |
|                  |           | 円            |

**3B メロディ** 起き上がると、メロディチャイムで知らせます。  
気がかりな離床の動きをメロディや録音した音声でお知らせします。




| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
|------------------|-----------|--------------|
| 3B・メロディ          | 01-0485-1 | 00318-000147 |
| ご利用者<br>負担額 (1割) | (2割)      | 円            |
|                  | (3割)      | 円            |
|                  |           | 円            |
|                  |           | 円            |

**3C メロディ** 照射範囲に入ると、メロディチャイムで知らせます。  
気がかりな離床の動きをメロディや録音した音声でお知らせします。



| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
|------------------|-----------|--------------|
| 3C・メロディ(自在クランプ)  | 01-0486-1 | 00318-000148 |
| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
| 3C・メロディ(固定スタンド)  | 01-0487-1 | 00318-000148 |
| ご利用者<br>負担額 (1割) | (2割)      | 円            |
|                  | (3割)      | 円            |
|                  |           | 円            |
|                  |           | 円            |

**3A スマート** 床に足を着くと、スマートKで知らせます。  
気がかりな離床の動きを携帯型の受信器でお知らせします。




| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
|------------------|-----------|--------------|
| 3A・スマート          | 01-0488-1 | 00318-000150 |
| ご利用者<br>負担額 (1割) | (2割)      | 円            |
|                  | (3割)      | 円            |
|                  |           | 円            |
|                  |           | 円            |

**3B スマート** 起き上がると、スマートKで知らせます。  
気がかりな離床の動きを携帯型の受信器でお知らせします。



| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
|------------------|-----------|--------------|
| 3B・スマート          | 01-0489-1 | 00318-000151 |
| ご利用者<br>負担額 (1割) | (2割)      | 円            |
|                  | (3割)      | 円            |
|                  |           | 円            |
|                  |           | 円            |

**3C スマート** 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。  
気がかりな離床の動きを携帯型の受信器でお知らせします。



| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
|------------------|-----------|--------------|
| 3C・スマート(自在クランプ)  | 01-0490-1 | 00318-000152 |
| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
| 3C・スマート(固定スタンド)  | 01-0491-1 | 00318-000152 |
| ご利用者<br>負担額 (1割) | (2割)      | 円            |
|                  | (3割)      | 円            |
|                  |           | 円            |
|                  |           | 円            |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/認知症老人徘徊感知機器 介護給付:171011 予防給付:671011


ベッド・  
ベッド  
付属品

家族コール2 ポケットタイプ

テクノスジャパン

**Aポケットタイプ** ベッドからの離床をポケット受信器で報知します。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。




**Cポケットタイプ** 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。




**Bポケットタイプ** ベッドからの起き上がりをポケット受信器で報知します。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。



**Dポケットタイプ** ドアや窓からの徘徊をポケット受信器で報知します。

貼付式で取付が簡単。便利な「一時停止機能」付きです。



| 商品名             | 商品番号      | 商品コード        |
|-----------------|-----------|--------------|
| <b>Aポケットタイプ</b> | 01-0246-1 | 00318-000058 |
| ご利用者負担額 (1割)    | 円 (2割)    | 円 (3割)       |
|                 | 円         | 円            |

| 商品名             | 商品番号      | 商品コード        |
|-----------------|-----------|--------------|
| <b>Bポケットタイプ</b> | 01-0239-1 | 00318-000059 |
| ご利用者負担額 (1割)    | 円 (2割)    | 円 (3割)       |
|                 | 円         | 円            |

| 商品名                   | 商品番号      | 商品コード        |
|-----------------------|-----------|--------------|
| <b>Cポケットタイプ自在クランプ</b> | 01-0247-1 | 00318-000060 |
| ご利用者負担額 (1割)          | 円 (2割)    | 円 (3割)       |
|                       | 円         | 円            |

| 商品名                   | 商品番号      | 商品コード        |
|-----------------------|-----------|--------------|
| <b>Cポケットタイプ固定スタンド</b> | 01-0248-1 | 00318-000060 |
| ご利用者負担額 (1割)          | 円 (2割)    | 円 (3割)       |
|                       | 円         | 円            |

| 商品名             | 商品番号      | 商品コード        |
|-----------------|-----------|--------------|
| <b>Dポケットタイプ</b> | 01-0382-1 | 00318-000082 |
| ご利用者負担額 (1割)    | 円 (2割)    | 円 (3割)       |
|                 | 円         | 円            |

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

Care愛

ハカルプラス



超音波による高精度検知で離床を確実に検知します。  
コンセントがあればどこでも設置可能です。

| 商品名                       | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------------------|-----------|--------------|
| <b>標準セット床置き式</b>          | 01-0249-1 | 01398-000001 |
| 検知範囲:徘徊モード0~2m(モードにより異なる) |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)              | 円 (2割)    | 円 (3割)       |
|                           | 円         | 円            |

| 商品名                        | 商品番号      | 商品コード        |
|----------------------------|-----------|--------------|
| <b>Care愛ペンダントセット(床置き式)</b> | 01-0252-1 | 01398-000002 |
| 検知範囲:徘徊モード0~2m(モードにより異なる)  |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)               | 円 (2割)    | 円 (3割)       |
|                            | 円         | 円            |

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報